

Trinkado 1

1. Przeznaczenie

Filtr przeznaczony jest do użytkowania jako indywidualne wyposażenie jednostki, w celu zabezpieczenia potrzeb na wodę pitną w sytuacjach szczególnych. Może być stosowany do zabezpieczenia ludności cywilnej w wodę w sytuacjach awaryjnych.

2. Skrócony opis

Filtr oczyszcza wodę powierzchniową z zanieczyszczeń naturalnych oraz skażeń celowych. Powinien być używany w konieczności, gdy nie ma możliwości pozyskania wody pitnej, uzdatnionej w oparciu o pełny proces technologiczny. Usuwa z wody substancje toksyczne (chemiczne i biologiczne) zmniejszając możliwość zakażeń. Umożliwia przetrwanie i normalne funkcjonowanie w warunkach braku wody pitnej.

3. Dane techniczne:

- maksymalna wydajność na dobę: 5 l
- masa filtra: 25 g
- długość: 20 cm
- średnica: 15 mm
- wkład roboczy: węgiel aktywny
- czas uzyskania pierwszej porcji wody pitnej: 2 minuty

Zwiększenie skuteczności dezynfekcji uzyskuje się poprzez zastosowanie tabletek dezynfekcyjnych.

1. Intended use

The filter is intended for use as a personal equipment in order to secure the needs for drinking water in special situations. It can be used to secure the civilian population needs in water in emergency situations.

2. Short description

The filter purifies surface water from natural contaminations as well as infections and intentional infections. It should be used in emergency, when drinking water treated on the basis of a full technological process cannot be obtained. It removes toxic substances (chemical and biological) from water, reducing the possibility of contamination and infection. It enables survival and normal functioning in the absence of drinking water.

3. Technical properties

- maximum capacity per day: 5 liters
- filter weight: 25 g
- length: 20 cm
- diameter: 15 mm
- cartridge: active carbon
- time to obtain the first portion of treated water: 2 minutes

Increased effectiveness of disinfection is achieved by using disinfectant tablets.

Woda oczyszczona filtrem indywidualnym odpowiada jakością normie STANAG 2136 MED.

The water purified with an individual filter corresponds to the STANAG 2136 MED quality.

